



Alles voor  
Loopzorg



Het leven  
loopt lekkerder.



# Braces

Augustus 2024

## Inhoudsopgave

1.0 Teenbraces .....	3
1.1 Bioskin toe straightener strap .....	3
1.2 Bioskin hallux abducto valgus .....	3
2.0 Voetheffing .....	4
2.1 Klapvoet brace .....	4
2.2 Shoeless bandage .....	4
3.0 Nachtsok en -splint .....	5
3.1 Pro orthic nightsock .....	5
3.2 Bioskin nachtspalk .....	5
4.0 Lichte, ondersteunende enkelbraces .....	6
4.1 Push care .....	6
4.2 Push sports 8 .....	6
5.0 Stabiliserende enkelbraces .....	7
5.1 Push ortho aequi flex .....	7
5.2 Push kicx .....	8
5.3 Bioskin trilok .....	8
6.0 Kinder-braces .....	9
6.1 Push ortho aequi junior .....	9
7.0 Ondersteunende kniebraces .....	10
7.1 Push sports .....	10
8.0 Stabiliserende kniebraces .....	10
8.1 Bioskin hinged kneeskin front closure .....	10
9.0 Patella braces .....	11
9.1 Push sports patella brace .....	11
10.0 Contactgegevens voor aanvullende vragen .....	11

## 1.0 Teenbraces

### 1.1 Bioskin toe straightener strap

Met deze brace kan de teen naar wens gecorrigeerd worden. De brace kan ook worden gedragen in schoenen en in de nacht.

Indicaties:

Correctie van flexibele hamer- of klauwtenen van de middelste tenen  
Postoperatief  
Bij drukplekken in schoeisel

Maatvoering:

Verkrijgbaar in 1 maat

Adviesverkoopprijs:

€ 59,83,- incl. btw

Meer informatie:

Voor een video met een korte uitleg klik [hier](#)



### 1.2 Bioskin hallux abducto valgus

Deze brace is ter correctie van een hallux valgus deformatie in te zetten. Deze brace kan zowel in de nacht als overdag gedragen worden en in schoeisel. De brace wordt vaak ingezet als aanvulling op huidige interventies zoals zooltherapie, voetoefeningen en schoenadvies. Het materiaal van de brace is zacht en vocht afvoerend.

Indicaties:

Correctie van een hallux valgus deformatie  
Preventie toename van een hallux valgus deformatie  
Postoperatief

Maatvoering:

Maat S: schoenmaat 38 t/m 43

Maat L: schoenmaat 44 t/m 50

Adviesverkoopprijs:

€ 62,87,- incl. btw

Meer informatie:

Voor een video met een korte uitleg klik [hier](#)



## 2.0 Voetheffing

### 2.1 Klapvoet brace

Deze dynamische en lichte brace is in te zetten voor mensen met een klapvoet. De basis van de brace is bevestigd rondom de enkel met een spanelastiek, te dragen in veterschoenen. Indien je gebruik maakt van de accessoire "shoeless bandage" kun je de brace ook zonder schoenen dragen.

#### Indicaties:

Een klapvoet

Zwakke voetheffing

Krachtsverlies door een hernia of stenose van het wervelkanaal

Zenuwuitval (meestal de kuitbeenzenuw: nervus peroneus)

#### Maatvoering:

	Omtrek enkel
XS	13 - 17 cm
S	17 - 21 cm
M	21- 25 cm
L	25 - 29 cm
XL	>29 cm

#### Adviesverkoopprijs:

€ 79,48 incl. btw.

#### Meer informatie:

Voor een video met een korte uitleg klik [hier](#)



### 2.2 Shoeless bandage

Accessoire voor het dragen van de klapvoet brace zonder schoen. Plaats deze bandage om de voet en koppel het aan de bestaande brace.

#### Maatvoering:

	Omtrek middenvoet
S	17-21 cm
M	21-25 cm
L	25-27 cm

#### Adviesverkoopprijs:

€ 41,26 incl. btw



### 3.0 Nachtsok en -splint

#### 3.1 Pro orthic nightsock

Deze nachtsok is een nieuwe versie op de originele "Strassburgsock". De brace kan in de nacht gedragen worden maar ook overdag. Het voordeel van deze brace is dat er minder spanning komt op de structuren in de voorvoet zoals de plantaire platen bijvoorbeeld, maar wel even effectief is.



##### Indicaties:

Pijnvermindering  
Fascia plantaris klachten  
Achilles tendinopathie  
Verkorte kuitspieren

##### Maatvoering:

Meet de omvang van het breedste gedeelte van de kuit in staande positie:  
Maat S: <40cm  
Maat L: >40cm

##### Adviesverkoopprijs:

€ 26,95 incl. btw

##### Meer informatie:

Voor een video met een korte uitleg klik [hier](#)

#### 3.2 Bioskin nachtsplank

Biedt comfort en voordelen aan het dorsale frame met de functionaliteit en (pijn)verlichting van een posterior splank. De nachtsplank heeft een scharnierend ontwerp, waar het aantal graden dorsaalflexie vanuit het enkelgewricht naar wens is aan te passen. De brace is voorzien van zachte materialen voor extra comfort. De teenzone is vrij waardoor er geen vergrote spanning op de teenregio kan ontstaan. De brace kan gewassen worden in koud water middels een handwas en laat de nachtsplank hierna aan de lucht drogen. Leg de brace niet te strak aan in verband met afknelling en problemen ten aanzien van de bloedsomloop.



##### Indicaties:

Pijnvermindering  
Fascia plantaris klachten  
Achilles tendinopathie  
Verkorte kuitspieren

##### Maatvoering:

Meet de omvang van het breedste gedeelte van de kuit in staande positie:  
S-M: schoenmaat 36 – 40.5  
L-XL: schoenmaat 40.5 – 43

##### Adviesverkoopprijs:

€ 59,95 incl. btw

##### Meer informatie:

Voor een video met een korte uitleg klik [hier](#)

## 4.0 Lichte, ondersteunende enkelbraces

### 4.1 Push care

Deze brace biedt compressie rondom het enkelgewricht, waardoor het stabiliteitsgevoel in het gewricht wordt verbeterd. Deze compressie kan naar eigen behoefte worden ingesteld. Rondom de kwetsbare gebieden van de enkel zijn comfortzones aangebracht door middel van gepolsterd materiaal. De brace is eenvoudig aan te leggen en kan zonder problemen gewassen worden.



#### Indicaties:

Lichte enkelinstabiliteit en kapselirritatie  
Lichte enkelklachten en restklachten  
Artrose zonder ernstig enkelbandletsel  
Ook in te zetten bij oudere mensen vanwege polstering

#### Maatvoering:



Maat	Omtrek in cm
1	26 – 29 cm
2	29 – 32 cm
3	32 – 35 cm
4	35 – 38 cm
5	38 – 41 cm

#### Adviesverkoopprijs:

€ 65,95 incl. btw

#### Meer informatie:

Voor een video met een korte uitleg klik [hier](#)

### 4.2 Push sports 8

Deze brace biedt steun na lichte inversietrauma. De ultradunne enkelbrace stabiliseert de enkel middels de elastische band die in de vorm van een 8 rondom de enkel gewikkeld wordt. De brace biedt een stevige, aangename, compressie en is goed inzetbaar bij diverse sportactiviteiten. De brace is ook geschikt voor sporten zonder schoenen.



#### Indicaties:

Preventie van een nieuwe enkelverzwikking tijdens het sporten  
Lichte enkelbandletsels

#### Maatvoering:



#### Adviesverkoopprijs

€ 44,95 incl. btw

#### Meer informatie:

Voor een video met een korte uitleg klik [hier](#)

## 5.0 Stabiliserende enkelbraces

### 5.1 Push ortho aequi flex

Geschikt voor acuut lateraal enkelbandletsel.

De brace heeft een mediale versterking, met een schaal die stijf is in het midden en met meer flexibiliteit naar de randen toe. De schaal omsluit het onderbeen, de enkel en de hiel en heeft een uitsparing voor de malleolus. Aan de voorzijde verankert het diagonale bandsysteem van de brace de voet in de schaal. De gesloten lus van schaal en band biedt tegelijkertijd inversiecontrole en compressie.

Hoog niveau van comfort en stabiliteit voor de enkel!

Effectieve in- en eversie controle.

Deze brace wordt over de sok gedragen. Voor een optimale stabilisatie van de enkel is het aan te raden de brace te dragen in combinatie met een veterschoen.

Was instructie: maximaal 30 graden Celsius in de wasmachine op het fijne wasprogramma of middels een handwas.




#### Indicaties:

Acuut lateraal enkelbandletsel  
 Secundaire preventie van enkelbandletsel  
 Matige tot ernstige instabiliteit  
 Matige tot ernstige artrose  
 Nabehandeling van enkelfracturen  
 Postoperatief

#### Maatvoering:

Maat	Omtrek in cm
Maat 1	27 – 31 cm
Maat 2	31 – 34 cm
Maat 3	34 – 40 cm



#### Adviesverkoopprijs:

€ 114,95 incl. btw

#### Meer informatie:

Voor een video met een korte uitleg klik [hier](#)

### 5.2 Push kicx

Deze brace is gemaakt door de voetbalindustrie. Een perfecte pasvorm, dun en superlicht, uitermate geschikt voor nauwe sportschoenen. Het bandsysteem is gebaseerd op professionele tapetechnieken en is verankerd aan een verstevigde binnenzijde van de brace.

Indicaties:

Instabiliteit na enkelbandletsel  
Preventief enkelletsel

Maatvoering:

	Schoenmaat	Wreefomtrek in cm
Maat S	36 - 42,5	27 - 32,5 cm
Maat M	39,5 - 46,5	32,5 - 35,5 cm
Maat L	46,5 - 48,5	35,5 - 50 cm

Adviesverkoopprijs:

€ 77,95 incl. btw

Meer informatie:

Voor een video met een korte uitleg klik [hier](#)



### 5.3 Bioskin trilok

Deze stabiliserende enkelbrace heeft een extra accessoire om tevens de voetboog te corrigeren naar een neutrale positie en geeft compressie bij zwelling. Deze brace kan zowel in het dagelijks leven als tijdens het sporten gedragen worden. Vanwege de correctie van de voetboog is deze brace ook te dragen in de nacht zoals een lichte nachtsplint.

Indicaties:

Preventie enkelbandletsel  
Acuut enkelbandletsel  
Ernstige, chronische enkelinstabiliteit  
Klachten aan de mediale zijde van de enkel zoals m. tibialis posterior klachten  
Klachten aan de laterale zijde van de zoals m. peroneus brevis of longus klachten  
Plantaire fascia klachten  
Nabehandeling van enkelfracturen  
Postoperatief

Maatvoering:

	By shoe size				
	Size	Men's	Women's	Europe	UK
	XS		4 - 5.5	35 - 37	2 - 3.5
	S	5 - 6.5	6 - 7.5	38 - 39	4 - 5.5
	M	7 - 9.5	8 - 11	40 - 42	6 - 8.5
	L	10 - 12.5		43 - 45	9 - 11.5
	XL	13 - 16		46 - 49	12 - 16

Adviesverkoopprijs:

€ 74,95 incl. btw

Meer informatie:

Voor een video met een korte uitleg klik [hier](#)





## 6.0 Kinder-braces

### 6.1 Push ortho aequi junior

De aequi junior biedt een goede balans tussen effectieve mechanische ondersteuning en draagcomfort in geval van een (sub)acute of chronische enkelblessure bij kinderen van 6 tot 12 jaar (schoenmaat van ongeveer 30-36). De aequi junior stabiliseert het enkelgewricht bij zowel in- als eversie, in neutrale en geflecteerde stand. Zowel de dorsaal- als plantairflexie blijven voldoende vrij om normaal te lopen. De brace functioneert optimaal als hij in een stevige (veter)schoen wordt gedragen.



#### Indicaties:

Bij vroeg functionele therapie bij letsels van de mediale of laterale enkelbanden  
Ter nabehandeling van conservatief of operatief behandelde enkelfracturen  
Bij (rest)instabiliteit (verhoogde zwikneiging)  
Ter preventie van (terugkerend) enkelbandletsel  
Hypermobiliteit

#### Maatvoering:


Verkrijgbaar in 1 maat  
Schoenmaat 30 t/m 37 met wreefmaat van 23-27 cm

#### Adviesverkoopprijs:

€ 78,95 incl. btw

#### Meer informatie:

Voor een video met een korte uitleg klik [hier](#)



## 7.0 Ondersteunende kniebraces

### 7.1 Push sports

Deze brace ondersteunt de knie op bijzondere wijze middels bladveerscharnieren aan weerszijde van de knie. Beweging in zijdelingse richting wordt tegengegaan. Buigen en strekken van de knie wordt daarentegen niet gehinderd. De U-vormige pelotte is rondom de knieschijf gepositioneerd en draagt bij aan het stabiliseren van de knieschijf. De brace is dun en ideaal voor sportactiviteiten.



#### Indicaties:

Instabiliteitsgevoel  
Restinstabiliteit na letsel aan de kniebanden  
Artrose met lichte instabiliteit  
Patellofemoraal pijnsyndroom  
Meniscusletsel

#### Maatvoering:

Meet de omtrek net onder de knieholte

#### Adviesverkoopprijs:

€ 99,95 incl. btw



#### Meer informatie:

Voor een video met een korte uitleg klik [hier](#)

## 8.0 Stabiliserende kniebraces

### 8.1 Bioskin hinged kneeskin front closure


Deze brace is een van de lichtste scharnierende kniebraces die er zijn. De scharnieren volgen de vorm van het been en bieden ondersteuning aan de ACL, MCL en andere ligamenten. Het Front Closure ontwerp zorgt voor een gemakkelijke applicatie met instelbare compressie.



#### Indicaties:

Instabiliteit na kniebandletsel  
Knieartrose met zwelling  
Reumatische klachten  
Postoperatie na kniebandreconstructie

### Maatvoering (3 XL op aanvraag)

	Circumference with knee fully extended				
	Size	Inches		Centimeters	
		mid – patella	7" above	mid – patella	18cm above
	XS	12 – 13	16 – 18	31 – 33	41 – 46
	S	13 – 14	18 – 20	33 – 36	46 – 51
	M	14 – 16	20 – 22	36 – 41	51 – 56
	L	16 – 17	22 – 25	41 – 43	56 – 64
	XL	17 – 19	25 – 28	43 – 46	64 – 71
	XXL	19 – 21	28 – 32	46 – 54	71 – 81

#### Adviesverkoopprijs:

€ 116,95,- incl. btw

#### Meer informatie:

Voor een video met een korte uitleg klik [hier](#)

## 9.0 Patella braces

### 9.1 Push sports patella brace

Het pelotte in de brace oefent druk uit op de kniepees en ondersteunt de knieschijf op effectieve wijze. Hiermee worden pijnklachten rondom de knieschijf verminderd. De brace zorgt bij elke stap voor een opbouwende druk op de kniepees. Dit geeft een goede dosering van de druk.

Deze comfortabele patella brace is zowel voor sporters als in het dagelijks leven inzetbaar.



#### Indicaties:

Patellofemoraal pijnsyndroom

Patella tendinopathie

Apexitis patella (jumpers knee)

Osgood Schlatter

Patellasubluxatie of hypermobiliteit

#### Maatvoering:

Verkrijgbaar in 1 maat

#### Adviesverkoopprijs:

€ 27,95 incl. btw

#### Meer informatie:

Voor een video met een korte uitleg klik [hier](#)

## 10.0 Contactgegevens voor aanvullende vragen

Zijn er na het lezen van dit overzicht nog aanvullende vragen over bovengenoemde braces?

Neem dan contact op met:

Ilse Hunting - [info@allesvoorloopzorg.nl](mailto:info@allesvoorloopzorg.nl)